

Questions et réponses

Gillette Venus Naked Skin® designed by Braun

Questions d'ordre général

Qu'est-ce que Venus Naked Skin® designed by Braun?

Venus Naked Skin® est un appareil ingénieux d'épilation par IPL (Intense Pulsed Light). Il se place à la pointe du design, des connaissances scientifiques et de la technologie pour offrir aux femmes, à domicile, un soin de beauté sûr, efficace et abordable.

Comment fonctionne l'appareil?

Venus Naked Skin® fonctionne sur le même principe que les systèmes IPL professionnels utilisés dans les cabinets et cliniques dermatologiques. Il dirige la lumière pulsée sur les follicules pileux et les pigments contenus dans les poils (mélanine) au moyen d'un processus appelé «photothermolyse sélective». La mélanine absorbe l'énergie lumineuse et la transforme en chaleur, ce qui interrompt temporairement le cycle de croissance des poils.

A quelle fréquence utiliser l'appareil? Dois-je m'en servir en permanence?

L'application sur les poils visibles et non encore visibles s'effectue en deux temps. La première phase vise à interrompre temporairement le processus de croissance des poils. Dans la phase d'entretien qui s'ensuit, l'objectif est d'interrompre durablement la croissance des poils. Comme tous les poils ne se trouvent pas simultanément au même stade de croissance, le résultat optimal s'obtient avec une utilisation de l'appareil toutes les deux semaines pendant les six à douze premières applications. En phase d'entretien, un traitement tous les deux mois suffit.

Pourquoi les femmes devraient-elles souhaiter effectuer le traitement IPL à domicile alors qu'elles peuvent le suivre dans un institut de beauté ou un cabinet médical, sous contrôle professionnel?

Grâce à Venus Naked Skin®, les femmes ont la possibilité d'obtenir une peau durablement lisse et belle à l'endroit, au moment et de la façon désirés. Venus Naked Skin® apporte intimité et confort et fonctionne sur le même principe que les appareils des instituts et cabinets, pour une fraction seulement du coût.

Je ne vois pas vraiment en quoi l'épilation par IPL se distingue de l'épilation laser.

Les désignations «IPL» et «laser» sont parfois utilisées sans distinction pour qualifier les appareils d'épilation fonctionnant à la lumière. En d'autres termes, tous les appareils d'épilation à source lumineuse sont qualifiés d'appareils laser. Bien que ces deux types d'appareils agissent de la même manière sur les follicules pileux en utilisant l'énergie de la lumière pour détruire les poils, ils se distinguent, du point de vue technique, au niveau de la forme dans laquelle ils délivrent l'énergie lumineuse. L'une des principales différences réside dans le type de lumière utilisé pour obtenir le résultat escompté. La lumière pulsée couvre une plage plus étendue de longueurs d'ondes et présente

un faisceau lumineux plus large (incohérent), tandis que le laser, plus concentré, se compose d'une seule longueur d'onde (cohérent).

ipulse™

Qu'est-ce que ipulse™?

ipulse™ désigne une technologie IPL incomparable, une association brevetée de logiciel et de matériel, intégrée dans des appareils d'épilation exacts, uniques en leur genre et fonctionnant à la lumière pulsée. D'abord utilisée dans des appareils destinés aux spécialistes comme les dermatologues, cette technologie a depuis été adaptée à l'utilisation sur des appareils destinés à l'usage domestique.

Quels éléments composent ipulse™ ?

ipulse™ désigne une technologie unique en son genre, fondée sur une association brevetée de logiciel et de matériel et utilisée pour générer une lumière pulsée à orientation exacte (technologie à faisceau carré). Les impulsions engendrées par cette technologie possèdent une forme «carrée». Durant toute la durée de l'impulsion, l'énergie lumineuse est délivrée avec l'intensité requise en vue de garantir une utilisation efficace de la lumière et une bonne tolérance cutanée.

Venus Naked Skin® est en outre muni d'un capteur intégré de teint de peau, qui mesure la couleur de la peau, puis règle automatiquement la puissance optimale et la durée des impulsions. Venus Naked Skin® est le seul appareil à adapter automatiquement la puissance à chaque mesure avec le capteur intégré, pour une utilisation personnalisée. Il établit ainsi un «réglage intelligent», qui permet l'adaptation de cette technologie aux besoins des différents types de peau. Réunis, les éléments de la technologie ipulse™ apportent efficacité, sécurité et confort d'utilisation.

Pourquoi la forme pulsée revêt-elle une si grande importance ?

Tous les systèmes IPL utilisent une lampe flash pour générer l'énergie lumineuse appliquée sur la peau et les poils. La technologie ipulse™ de Venus Naked Skin®, quant à elle, génère une onde «carrée» spéciale, qui alimente la lampe flash en énergie de telle manière que les impulsions rapprochées semblent ininterrompues. Il en résulte une efficacité accrue et une meilleure utilisation de l'énergie.

Sécurité et aptitude à l'emploi

Comment savoir si l'utilisation est sans danger?

Venus Naked Skin® a fait l'objet de tests dermatologiques et cliniques quant à son efficacité dans l'élimination des poils indésirables. La technologie ipulse™ unique en son genre permet de générer des impulsions réglées, d'égale puissance. Pour accroître encore la sécurité, Venus Naked Skin® est muni d'un capteur intégré de teint de peau, conçu pour mesurer le teint de la peau et adapter automatiquement la puissance lumineuse requise et la durée des impulsions. Pour un confort maximal et une diminution efficace du nombre de poils.

Comment savoir si le traitement convient à son type de peau personnel?

Fondé sur la lumière pulsée, le système d'épilation Venus Naked Skin® s'adresse à un large spectre de teints de peaux. Toutefois, il ne convient pas à tous les types de peaux. Il est important de prendre en compte à la fois le type et le teint de la surface à traiter. Le système s'avère le plus efficace et le plus doux pour la peau lorsque les teintes de la peau et des poils présentent un fort contraste, par exemple entre des peaux claires à intermédiaires et des poils blond foncé, bruns ou noirs. Il ne convient pas aux teints de peau foncés. Venus Naked Skin® n'a aucun effet sur les poils roux, très blonds, gris ou blancs.

Comment utiliser l'appareil de manière sûre?

Venus Naked Skin® designed by Braun intègre notamment les dispositifs de sécurité suivants : un capteur de teint de peau qui mesure le teint de la peau et accroît la sécurité et le confort d'épilation ; les rails placés des deux côtés du bloc de traitement doivent être en contact avec la peau et le gel pour permettre l'activation des impulsions (et éviter ainsi toute activation involontaire de l'appareil).

Dois-je porter des lunettes de protection?

Non. Destiné à un usage domestique, le système IPL Venus Naked Skin® designed by Braun a été conçu pour une utilisation sécurisée, sans lunettes de protection. Venus Naked Skin® répond aux normes internationales et dispose de rails de contact qui réduisent le risque d'activation involontaire de l'appareil en l'air. Les appareils utilisés chez les dermatologues rendent nécessaire le port de lunettes de protection car ils développent une puissance de deux à dix fois supérieure.

Puis-je utiliser Venus Naked Skin® sur tous les endroits du corps?

Fondé sur la lumière pulsée, le système d'épilation Venus Naked Skin® designed by Braun a été conçu pour une utilisation en de nombreux endroits du corps : jambes, aisselles, bikini et visage. Il ne doit pas être utilisé dans la région des yeux, par exemple pour les sourcils. Comme la peau du visage est plus sensible, il est recommandé d'essayer l'appareil d'abord sur d'autres parties du corps. N'utilisez pas Venus Naked Skin® directement sur les mamelons, les parties génitales ni la région rectale. Ces régions peuvent présenter un teint de peau plus foncé et une pilosité plus importante, qui pourraient entraîner des effets indésirables en cas d'application. Il est aussi fortement recommandé de lire attentivement le mode d'emploi, qui contient des remarques sur les grains de beauté, taches de rousseur et autres problèmes cutanés. Les surfaces tatouées et les taches de peau foncée ne peuvent pas être traitées.

L'utilisation du système d'épilation Venus Naked Skin® fondé sur la lumière pulsée peut-elle entraîner des effets indésirables?

Il se peut que certaines personnes ressentent un léger inconfort – tout à fait normal – lors de l'utilisation de Venus Naked Skin®. Le cas échéant, elles ressentiront une sensation de chaleur ou de picotement à l'activation des impulsions lumineuses, suivie d'un rougissement de la peau. En règle générale, ce type de réaction disparaît au bout de quelques minutes ou heures. Une utilisation régulière peut atténuer ces sensations désagréables. Pour davantage de confort, vous pouvez aussi sélectionner une puissance plus faible.

Le système Venus Naked Skin® a-t-il fait l'objet de tests dermatologiques et cliniques?

Oui, le système Venus Naked Skin® a fait l'objet de tests dermatologiques et cliniques.

Efficacité et résultats

Au bout de combien de temps les premiers résultats sont-ils perceptibles?

Une diminution visible du nombre de poils se constate dès la sixième application. Une épilation durable apparaît après six à douze applications. Nous savons que certaines femmes réagissent plus vite au traitement et notent un résultat après quelques applications déjà. Pour obtenir une peau durablement lisse et soyeuse, une application d'entretien tous les deux mois s'avère nécessaire.

Dois-je utiliser un gel ou une lotion? Le type de gel ou de lotion utilisé est-il important?

Oui. Venus Naked Skin® est fourni avec le gel d'activation V™, qui doit être utilisé avec l'appareil. Le gel d'activation V™ a été conçu pour une utilisation avec Venus Naked Skin®. Il favorise la pénétration de la lumière dans l'épiderme. En outre, l'application du gel permet de repérer les parties du corps déjà traitées. Le gel d'activation V™ devrait être utilisé à chaque traitement.

Venus Naked Skin® est le seul système d'épilation IPL destiné à un usage domestique qui hydrate la peau au moyen d'un gel tout en l'épilant. Le gel est en vente sous forme de recharge. Venus Naked Skin® ne doit pas être utilisé avec un autre gel.

Que se passera-t-il si j'utilise Venus Naked Skin® à une fréquence plus élevée que celle recommandée ? Obtiendrai-je de meilleurs résultats plus rapidement?

Non. Une utilisation plus fréquente de Venus Naked Skin® ne permettra pas d'obtenir des résultats meilleurs ou plus rapides. Nous recommandons de respecter le mode d'emploi. En particulier, une surface ne devrait jamais être traitée à double, ce qui pourrait entraîner des effets indésirables comme des irritations cutanées.

Combien d'applications permet un tube de gel d'activation V™?

Deux tubes (de 100 ml) suffisent pour un traitement de tout le corps (cuisses et jambes, bras et avant-bras, bikini et aisselles) ou pour quatre à cinq traitements exclusifs des jambes.

Combien de temps dure le traitement des différentes parties du corps?

La durée moyenne d'un traitement, y compris application du gel, est de:

aisselles: env. 3 minutes

bikini: env. 3 minutes

bras: env. 15 minutes
avant-bras: env. 15 minutes
jambes: env. 30 minutes
jambes et cuisses: env. 60 minutes

Puis-je m'épiler et ensuite utiliser Venus Naked Skin®?

Nous recommandons d'attendre 2 semaines entre une épilation et l'utilisation de Venus Naked Skin®.
Pensez à vous raser avant d'utiliser Venus Naked Skin®.

Les textes et les photos peuvent aussi être téléchargés sur Internet, à l'adresse www.rp-press.com.

Pour toute question, veuillez-vous adresser à:

Service de presse Braun Suisse
c/o Richterich & Partner AG
Muriel Wolf
Seestrasse 25
8702 Zollikon

Téléphone: +41 (0)43 499 50 00
Fax: +41 (0)43 499 50 01
Courriel: braun@richterich-partner.ch